




Paso a paso: Cómo usar un inhalador con espaciador




Retire la tapa.




Agite el inhalador.




Adhiera el inhalador al espaciador.



Suelte el aire (espire).




Ponga el espaciador en su boca.
Presione el inhalador y tome aire (inspire).



Sostenga la respiración
durante 10 segundos.




Suelte el aire.




Vuelva a ponerle la tapa al inhalador.


Paso a paso: Cómo usar un inhalador sin espaciador



Retire la tapa.




Agite el inhalador.




Suelte el aire.



Coloque el inhalador a 2 dedos de distancia de su boca.




Presione el inhalador y tome aire (inspire).



Sostenga la respiración durante 10 segundos.



Suelte el aire.



Vuelva a ponerle la tapa al inhalador.